



FELLESKATALOGEN

Felleskatalogens Nedlastbare CD-rom/web

Installasjonsveiledning Enbruker (PC og bærbar)
Windows




LMI

LEGEMIDDELINDUSTRIEN


Installering av Felleskatalogens CD-rom/web på Windows

Beskrivelsen nedenfor viser hvordan man installerer Felleskatalogens CD-rom/web på en stasjonær PC eller bærbar. Hvis din PC ikke har Internettforbindelse må du gå til en PC som har internettforbindelse og laste ned felleskatalogen.exe i en mappe du oppretter på en minnebrikke. Deretter må du ved hjelp av minnebrikken overføre felleskatalogen.exe til PC'en uten nettforbindelse. Deretter starter du opp felleskatalogen.exe.


1. Opprett en folder på din PC og last ned filen felleskatalogen.exe fra <http://www.felleskatalogen.no/medisin/fk-nedlastbar-web>.
Filen er på over 300-400 Mb så dette kan ta noe tid. Hvis du ønsker å installere på en PC som ikke har internett forbindelse, last ned filen på en minnebrikke.
2. Når nedlastingen er fullført høyreklikker du på felleskatalogen.exe og velger 'Kjør som Administrator', installasjonsprogrammet vil da starte opp.




3. Du vil nå installere Felleskatalogens CD-rom på den PC som du sitter på. Installasjonsprogrammet vil nå veilede deg gjennom installasjonen. Klikk på 'Neste'.



4. Velg installasjonsmappe. Standard mappe som vist under er å anbefale.




5. De fleste brukere vil her velge "Vanlig" som vil installere Felleskatalogen lokalt på din maskin. Installasjonen krever at du har minst 800 Mb ledig plass på harddisken hvis du har valgt å installere lokal kopi av innhold. Hvis du på et senere tidspunkt ønsker å oppdatere innholdet må du gjøre en ny installasjon av FK CD-rom/web over den gamle installasjonen. Det er ikke nødvendig å avinstallere gammel installasjon for å gjøre en ny installasjon.




Hvis PC'en du installerer på har tilgang til www.felleskatalogen.no på Internett vil du kunne hente innholdet fra www.felleskatalogen.no. Velg "Internett" hvis du ønsker dette. Hvis PC'en du installerer på har tilgang til Norske Helsenett vil du kunne hente innholdet fra nhn.felleskatalogen.no. Velg "Norsk Helsenett" hvis du ønsker dette. Ved disse valgene så vil bare programmet bli installert på PC'en uten innhold. Selve innholdet blir da hentet fra Internett, eller Norsk Helsenett, i det du bruker programmet. På denne

måten vil programmet ligge lokalt mens innholdet alltid vil være oppdatert. Dette forutsetter selvfølgelig at du alltid har Internett forbindelse. Denne løsning er bare gunstig i sammenheng med enkelte Elektroniske Pasient Journal systemer.


6. Velg "Vanlig bruker." Klikk så på 'Neste'. For server installasjon. Se egen installasjonsveiledning.




7. Installasjonsprogrammet er nå klar til å installere. Klikk så på 'Neste' for å installere.



8. Installasjonen pågår, denne kan ta opp til 3-4 min.




9. Installasjonen er nå ferdig. Når du klikker "Fullfør" så vil Felleskatalogen's Nedlastbare Web åpne seg.



Avinstallering av Felleskatalogens CD-rom/web

Ved avinstallering går du på startmeny, der finner du Felleskatalogen. Du kan så høyreklikke på 'Avinstaller Felleskatalogen' og velger deretter 'Kjør som Administrator'.

Avinstallasjonsprogrammet vil da starte opp på riktig måte.



NB: Det er ikke nødvendig å avinstallere gammel installasjon for å gjøre en ny installasjon. Når du starter installasjonsprogrammet vil det automatisk avinstallere eldre versjon før det begynner installasjonen av ny versjon.