



FELLESKATALOGEN

Felleskatalogens nedlastbar web

Installasjonsveiledning Enbruker Windows




LMI

LEGEMIDDELINDUSTRIEN


Installering av Felleskatalogens web på Windows

Beskrivelsen nedenfor viser hvordan man installerer Felleskatalogens web på en stasjonær. Hvis din PC ikke har Internettforbindelse må du gå til en PC som har internettforbindelse og laste ned felleskatalogen.exe i en mappe du oppretter på en minnebrikke. Deretter må du ved hjelp av minnebrikken overføre felleskatalogen.exe til PC-en uten nettforbindelse. Deretter starter du opp felleskatalogen.exe.


1. Opprett en mappe på din PC og last ned filen felleskatalogen.exe fra <http://www.felleskatalogen.no/medisin/fk-nedlastbar-web>.
Filen er på over 800 Mb så dette kan ta noe tid. Hvis du ønsker å installere på en PC som ikke har internettforbindelse, last ned filen på en minnebrikke.
2. Når nedlastingen er fullført høyreklikker du på felleskatalogen.exe og velger 'Kjør som Administrator', installasjonsprogrammet vil da starte opp.




3. Du vil nå installere Felleskatalogens web på den PC-en som du sitter på.
Installasjonsprogrammet vil nå veilede deg gjennom installasjonen. Klikk på 'Neste'.



4. Velg installasjonsmappe. Standard mappe som vist under er å anbefale.




5. De fleste brukere vil her velge "Vanlig" som vil installere Felleskatalogen lokalt på din maskin. Installasjonen krever at du har minst 1,3 Mb ledig plass på harddisken hvis du har valgt å installere lokal kopi av innhold. Hvis du på et senere tidspunkt ønsker å oppdatere innholdet må du gjøre en ny installasjon over den gamle installasjonen. Det er ikke nødvendig å avinstallere gammel installasjon for å gjøre en ny installasjon.




Hvis PC-en du installerer på har tilgang til www.felleskatalogen.no på Internett vil du kunne hente innholdet fra www.felleskatalogen.no. Velg "Internett" hvis du ønsker dette. Hvis PC-en du installerer på har tilgang til Norsk Helsenett vil du kunne hente innholdet fra nhn.felleskatalogen.no. Velg "Norsk Helsenett" hvis du ønsker dette. Ved disse valgene så vil bare programmet bli installert på PC-en uten innhold. Selve innholdet blir da hentet fra Internett, eller Norsk Helsenett, i det du bruker programmet. På denne

måten vil programmet ligge lokalt mens innholdet alltid vil være oppdatert. Dette forutsetter selvfølgelig at du alltid har Internettforbindelse. Denne løsning er bare gunstig i sammenheng med enkelte Elektroniske Pasient Journal systemer.


6. Velg "Vanlig bruker." Klikk så på 'Neste'. Se egen installasjonsveiledning for serverinstallasjon.




7. Installasjonsprogrammet er nå klar til å installere. Klikk så på 'Neste' for å installere.



8. Installasjonen pågår, denne kan flere minutter.




9. Installasjonen er nå ferdig. Når du klikker "Fullfør" så vil Felleskatalogens nedlastbar web åpne seg.



Avinstallering av Felleskatalogens web

Ved avinstallering går du på startmeny, der finner du Felleskatalogen. Du kan så høyreklikke på 'Avinstaller Felleskatalogen' og velge deretter 'Kjør som Administrator'. Avinstallasjonsprogrammet vil da starte opp på riktig måte.



NB: Det er ikke nødvendig å avinstallere gammel installasjon for å gjøre en ny installasjon. Når du starter installasjonsprogrammet vil det automatisk avinstallere eldre versjon før det begynner installasjonen av ny versjon.